

โรงพยาบาลบ่อทอง งานห้องคลอด	หน้าที่ 1 จากจำนวน 5 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 1 ตุลาคม 2562
วิธีปฏิบัติที่ : WI-NUR-LBR-008	
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือและการเปิด SET สำหรับทำคลอด	
ผู้จัดทำ : นางชนมาศ แสงสี	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวิพร เพชรชัด

ผู้จัดทำ  (นางชนมาศ แสงสี)
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ  (นางชนมาศ แสงสี)
ผู้จัดการคุณภาพ

ผู้อนุมัติ  (นางทวิพร เพชรชัด)
หัวหน้ากลุ่มงานการพยาบาล

โรงพยาบาลบ่อทอง งานห้องคลอด	หน้าที่ 3 จากจำนวน 5 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 1 ตุลาคม 2562
วิธีปฏิบัติที่ : WI-NUR-LBR-008	
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือและการเปิด SET สำหรับทำคลอด	
ผู้จัดทำ : นางชนมาศ แสงสี	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชุด

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมการช่วยคลอดให้พร้อม และให้การคลอดผ่านไปด้วยความเรียบร้อย โดยใช้หลักปราศจากเชื้อ และถูกต้องตามขั้นตอน

ขอบเขต

ใช้ในการเตรียมเครื่องมือและการเปิด SET สำหรับทำคลอดตามหลักปราศจากเชื้อ

คำนิยามศัพท์

การทำให้ปราศจากเชื้อ หมายถึง กระบวนการกำจัด หรือทำลายเชื้อจุลินทรีย์ทุกชนิดรวมทั้งสปอร์ของแบคทีเรียโดยใช้วิธีทางกายภาพหรือวิธีทางเคมี

ผู้รับผิดชอบ

พยาบาลวิชาชีพที่ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำวันของห้องคลอด

เอกสารอ้างอิง

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. (2561). เอกสารประกอบการสอน. วิชาการพยาบาลมารดาทารกและ การผดุงครรภ์ 1, สืบค้นเมื่อ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2561. จาก. เว็บไซต์ <https://coggle.it/diagram/W9ndyznK8mkxi72U/t>
ตำราสูติศาสตร์หัตถการ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

WI-LR1-08

โรงพยาบาลบ่อทอง งานห้องคลอด	หน้าที่ 4 จากจำนวน 5 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 1 ตุลาคม 2562
วิธีปฏิบัติที่ : WI-NUR-LBR-008	
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือและการเปิด SET สำหรับทำคลอด	
ผู้จัดทำ : นางชนมาศ แสงสี	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชัด

วิธีปฏิบัติ

การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้ในการทำคลอด

เตรียมเครื่องมือ/เครื่องใช้ ซึ่งประกอบไปด้วยชุดเครื่องมือปราศจากเชื้อ ได้แก่

- 1.ผ้าคลอด
- 2.Set คลอด
- 3.เครื่องมือคลอด
- 4.ลูกสูบยางแดง 1 อัน
- 5.Needle 21*1.1/2 นิ้ว+24*1.1/2 นิ้ว อย่างละ 1 อัน
- 6.ยางรัดสายสะดือ 1 อัน
- 7.Syringe 10 ml 1 อัน
- 8.เสื้อกาวน์ sterile 1 ตัว
- 9.ถุงมือ sterile 2 คู่
- 10.set scrub LR
- 11.ไหมเย็บแผล
- 12.ถุงรองเลือด 1 อัน
- 13.NSS, Povidine solution , povidine scrub
- 14.Xylocain 2%

ขั้นตอนการเปิด set sterile โดยไม่ใช้ Forceps Container

- 1.สวมหมวก mask ให้เรียบร้อย ล้างทำความสะอาดมือด้วย Hibitane scrub และเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาด
- 2.ทำความสะอาดมือด้วย Alcohol Handrub ในห้องคลอดก่อนการเปิด Set
- 3.เปิดห่อผ้าด้านนอกของผ้าคลอดออก 1 ชั้น
- 4.สวมถุงมือ Sterile 1 ข้าง แล้วเปิดผ้า Sterile ชั้นที่ 2
- 5.เปิด set คลอด / เครื่องมือคลอด / set scrub LR วางบนห่อผ้าคลอด จนครบทุก Set
- 6.เปิดห่อ Sterile ลูกสูบยางแดง / ถุงรองเลือด/ Cord /Cut+Round Needle/ Syringe 10 cc / Needle 21*1.1/2 นิ้ว+24*1.1/2 นิ้ว และChromic catgut 2/0 หรือ Vicryl 2/0
- 7.สวมถุงมือ Sterile ข้างที่เหลือและทำการจัดเรียงเครื่องมือตามการใช้งาน
- 8.คลุมด้วยผ้า Sterile ที่อยู่ในห่อผ้าคลอดด้านบน ปิด Set ที่เปิดไว้โดยให้คลุมเครื่องมือทั้งหมด
- 9.เทน้ำยา NSS ในชาม Flush และถ้วยเช็ดตา / เทน้ำยา Povidine Solution ในถ้วยเช็ดสะดือ และขามรูปไต เมื่อต้องการทำคลอด

โรงพยาบาลบ่อทอง งานห้องคลอด	หน้าที่ 5 จากจำนวน 5 หน้า ฉบับที่ 1 วันที่ออกเอกสาร 1 ตุลาคม 2562
วิธีปฏิบัติที่ : WI-NUR-LBR-008	
เรื่อง : การเตรียมเครื่องมือและการเปิด SET สำหรับทำคลอด	
ผู้จัดทำ : นางชนมาศ แสงสี	ผู้อนุมัติใช้ : นางทวีพร เพชรชัด

ประเมินผล

1. มีการเปิดเตรียม SET สำหรับทำคลอด โดยใช้หลักปราศจากเชื้อ และถูกต้องตามขั้นตอน
2. ผู้คลอดมีความปลอดภัย ไม่เกิดการติดเชื้อจากการเปิดเตรียม SET สำหรับทำคลอด